

## Instructions relatives à la collecte et à la préparation d'urine Document destiné aux professionnels de la santé

### Un Kit UrNCollect contient :

- (1) - tube UrNCollect
- (1) - entonnoir en plastique UrNCollect
- (2) - étiquettes à code-barre
- (1) - sachet de sécurité rigide
- (1) - formulaire de demande de test
- (1) - document d'instructions relatives à la collecte et à la préparation d'urine

### Assemblage d'UrNCollect

**Étape 1 :** Retirer l'entonnoir UrNCollect de sa pochette.

**Étape 2 :** Retirer le tube UrNCollect de la boîte.

**Étape 3 :** Placer le tube UrNCollect à la verticale sur une surface plane.

**Étape 4 :**  Dévisser le capuchon du tube UrNCollect contenant l'agent conservateur. (Ne pas jeter le capuchon, celui-ci sera réutilisé à l'étape 10.)

**Étape 5 :**  Maintenir l'entonnoir UrNCollect à la verticale et y visser le tube UrNCollect. Vérifier que ce dernier est fermement attaché.

**Étape 6 :**  Expliquer au patient qu'il doit pointer le bec de l'entonnoir vers la toilette ou l'urinoir et uriner dans l'entonnoir.

**Étape 7 :**  Le patient doit continuer d'uriner jusqu'à ce que sa vessie soit entièrement vide.

**Étape 8 :**  dévisser le tube UrNCollect de l'entonnoir. Tapoter légèrement le tube UrNCollect afin d'en retirer l'excédent d'urine. Demander au patient de ne pas déposer le dispositif UrNCollect, car ceci pourrait entraîner l'épanchement de l'urine.

**Étape 9 :** Jeter l'entonnoir UrNCollect. (Ne pas jeter dans la toilette ou l'urinoir.)

**Étape 10 :**  Visser fermement le capuchon sur le tube UrNCollect.

**Étape 11 :** Retourner doucement le tube UrNCollect à cinq reprises pour en mélanger le contenu.

**Étape 12 :** Appliquer (1) étiquette à code-barre sur le tube UrNCollect.

**Étape 13 :** Appliquer (1) étiquette à code-barre sur le formulaire de demande de test.

Pour toute question ou pour toute commande de kits supplémentaires, appelez le :  
**+31 (0) 88 327 2727** ou envoyez un e-mail à l'adresse **clientservices.eu@mdxhealth.com**