

# PROTOCOLE DE CONTROLE SIMPLIFIÉ EFFICIA DFM100



**AVF BIOMEDICAL**

Intégrateur de solutions médicales

# PHILIPS



DOCUMENT RÉALISÉ PAR AVF BIOMEDICAL

[WWW.AVF-BIOMEDICAL.COM](http://WWW.AVF-BIOMEDICAL.COM)

# PROCOLE DE CONTRÔLE SIMPLIFIÉ EFFICIA DFM100

Ce protocole est soumis à titre d'exemple. Le protocole retenu **doit être adapté** à l'environnement **notamment en ce qui concerne sa fréquence** et aux conditions d'utilisation du dispositif médical. La notice d'instruction reste **la seule référence en la matière**. Ces contrôles ne remplacent pas une opération de maintenance préventive.

## 1 - Contrôle de l'énergie délivrée:

- Vérifier que les voyants « **BATT CHARGE** » et « **SECTEUR** » sont bien allumés en vert
- Vérifier que le voyant d'indicateur d'état clignote
- Débrancher le cordon secteur
- Charger le défibrillateur à 150 joules en veillant à ce que le message « **Batterie faible** » n'apparaisse pas et à ce que le temps de charge ne dépasse pas 5 secondes
- En maintenant les poignées de défibrillation en place, presser alternativement chaque bouton de choc en veillant à ce que **le choc ne se délivre pas**
- Presser simultanément sur les deux boutons de choc en maintenant les poignées. Contrôler la délivrance du choc et son enregistrement papier sous le message « **TEST 150 JOULES REUSSI** »



## 2 - Contrôle de la batterie et de la carte d'alimentation :

- Rebrancher le défibrillateur
- Vérifier que les indicateurs « **BATT CHARGE** » et « **SECTEUR** » (en vert) sont bien allumés lorsque le cordon secteur est branché



## 3 - Contrôle des consommables et accessoires :

- Vérifier la présence de pâte pour ECG/défibrillation (**ne pas confondre avec du gel d'échographie**) ou plaques de gel ainsi que **sa date de péremption**. Eviter son stockage sur le défibrillateur ou toute autre source de chaleur. Vérifier que le conditionnement ne soit pas resté ouvert
- Vérifier la présence de papier dans l'enregistreur.
- Vérifier la propreté des palettes et enlever toute trace de gel.

### Si vous utilisez la fonction stimulation ou défibrillation mains libres:

- Vérifier la présence d'électrodes ECG ainsi que sa date de péremption. Vérifier que le conditionnement ne soit pas resté ouvert ou noter la date d'ouverture
- Vérifier la présence et l'intégrité du câble de défibrillation et du câble ECG. Veillez à ce qu'ils soient **correctement rangés** sans nœuds et que **leur placement n'entrave pas l'extraction des palettes**
- Vérifiez la présence d'électrodes de défibrillation PHILIPS (M371xx) adulte (ou pédiatrique si nécessaire) ainsi que **leur date de péremption**