



TARIFS 2022

Accessoires et
consommables
médicaux



commandes@avf-biomedical.com

Site web : www.avf-biomedical.com

AVF Biomédical



02 99 32 23 76



02 99 32 28 36

Accessoires et consommables gamme AVF Biomédical 2022

| | |
|---|-----------|
| ECG standard | 3 |
| <i>Surveillance ECG à 3 dérivation</i> | 3 |
| <i>Surveillance ECG à 5 dérivation</i> | 3 |
| ECG multi-dérivations | 4 |
| <i>Surveillance ECG à 6 dérivation</i> | 4 |
| <i>Surveillance ECG à 10 dérivation (6+4)</i> | 4 |
| <i>Surveillance ECG à 10 dérivation (5+5)</i> | 4 |
| Télémétrie / Télémon | 5 |
| <i>Câbles ECG pour télémétrie</i> | 5 |
| <i>Mesure de la PNI</i> | 5 |
| <i>Pochette de télémétrie</i> | 5 |
| Monitoring amagnétique | 6 |
| <i>Monitoring de l'ECG</i> | 6 |
| <i>Monitoring de la SpO2</i> | 6 |
| <i>Monitoring de la PNI</i> | 6 |
| Electrodes | 7 |
| <i>Electrodes à usage unique</i> | 7 |
| Surveillance de la SpO2 | 8 |
| <i>Connectique PHILIPS demi-lune 8 broches</i> | 8 |
| <i>Connectique Nellcor D-sub 9 broches</i> | 8 |
| <i>Divers Moniteurs</i> | 9 |
| Mesure de Pression Non Invasive | 9 |
| <i>Tubulures</i> | 9 |
| <i>Brassards réutilisables gamme classique</i> | 9 |
| <i>Brassards réutilisables gamme Confort</i> | 9 |
| <i>Brassards à usage unique - Doux</i> | 10 |
| <i>Tubulures néonatales</i> | 11 |
| <i>Brassards à usage unique néonatal</i> | 11 |
| CO2 | 12 |
| <i>CO2 mesure directe</i> | 12 |
| <i>CO2 mesure indirecte microstream</i> | 12 |
| <i>CO2 mesure indirecte sidestream</i> | 13 |
| Débit/CO2 par spirométrie | 13 |
| <i>Capteurs de débit simple à usage unique</i> | 13 |
| TcPO2/TcPCO2 | 14 |
| <i>Gaz de calibration PO2/PCO2</i> | 14 |
| Gaz halogénés | 14 |
| <i>Accessoires de surveillance des gaz anesthésiques</i> | 14 |
| <i>Calibration</i> | 14 |
| Surveillance de la température | 15 |
| <i>Sondes de température réutilisables</i> | 15 |
| <i>Sondes de température à usage unique</i> | 15 |
| Papier enregistreur | 16 |
| <i>Papier enregistreur pour moniteur</i> | 16 |
| <i>Papier enregistreur pour défibrillateur</i> | 16 |
| <i>Papier enregistreur pour électrocardiographe</i> | 16 |
| Pression Invasive | 16 |
| <i>Kits à usage unique pour surveillance de la pression</i> | 16 |

Accessoires et consommables gamme AVF Biomédical 2022

| | |
|--|-----------|
| Batteries | 17 |
| <i>Batteries pour moniteurs</i> | 17 |
| <i>Batteries pour systèmes de télémétrie</i> | 17 |
| <i>Batteries pour tensiomètres SunTech</i> | 17 |
| <i>Batteries pour défibrillateurs/moniteurs de réanimation</i> | 17 |
| <i>Batteries pour défibrillateurs semi-automatiques</i> | 17 |
| <i>Batteries pour électrocardiographes</i> | 17 |
| Défibrillateurs | 18 |
| <i>Câble pour électrodes multifonctions externes</i> | 18 |
| <i>Electrodes de défibrillation adulte</i> | 18 |
| <i>Electrodes de défibrillation adulte préconnectées</i> | 18 |
| <i>Electrodes de défibrillation pédiatrique</i> | 18 |
| <i>Palettes externes de défibrillation antérieures/antérieures</i> | 19 |
| <i>Cuillères internes</i> | 19 |
| <i>Boîtier test de décharge</i> | 20 |
| <i>Capteur de compression et accessoires pour Q-CPR</i> | 20 |
| <i>Matériel de formation pour DAE</i> | 20 |
| <i>Mallette de transport pour défibrillateurs</i> | 21 |
| <i>Boîtier de stockage mural</i> | 21 |
| <i>Enregistrement relecture</i> | 21 |
| <i>Divers</i> | 21 |
| Electrocardiographes | 22 |
| <i>Câble patient</i> | 22 |
| <i>Electrodes pour ECG de diagnostic</i> | 23 |
| Accessoires ECG et tensiomètres Philips | 23 |
| <i>Accessoires pieds roulant gamme VS</i> | 23 |
| <i>Modules d'interface patient ECG gamme TC</i> | 23 |
| Accessoires tensiomètres gamme SunTech | 24 |
| <i>Brassards réutilisables</i> | 24 |
| <i>Tubeure</i> | 24 |
| <i>Surveillance de la SpO2</i> | 24 |
| Surveillance foetale | 25 |
| <i>ECG fœtal</i> | 25 |
| <i>Sangles</i> | 25 |
| <i>Surveillance maternelle M1350B/C FM20/30</i> | 25 |
| Développement du nouveau-né | 26 |
| <i>Sucettes</i> | 26 |
| Ventilation Non Invasive | 27 |
| <i>Masques naso-buccaux à usage unique VNI</i> | 27 |
| <i>Masques faciaux intégraux réutilisables VNI</i> | 28 |
| <i>Accessoires pour masques</i> | 29 |
| <i>Accessoires VNI</i> | 30 |
| <i>Interfaces OHD</i> | 30 |
| Consommables gamme KOELIS | 30 |
| <i>Guides aiguilles et protection de sonde</i> | 30 |
| Gamme AVF Biomédical | 31 |
| <i>Moniteurs de tension mesure ponctuelle ou automatique</i> | 31 |
| <i>Défibrillateurs semi-automatiques</i> | 31 |
| <i>Défibrillateurs/Moniteurs</i> | 31 |
| <i>Electrocardiographes</i> | 32 |
| <i>Illuminateur de veines</i> | 33 |
| <i>Biopsies de prostate</i> | 33 |

ECG standard

| Surveillance ECG à 3 dérivations | | cond. | A utiliser avec |
|----------------------------------|--|-------|--|
| M1669A | Câble tronc ECG 3 fils, connecteur 12 broches - Longueur 2,7m | 1 | IntelliVue MP Module MMS Suresigns VM Efficia CM / DFM100 HeartStart XL XL+ / MRx Intrepid |
| 989803170171 | Câble tronc ECG 3 fils, pour Bloc Opérateur - A utiliser avec tous les jeux d'électrodes non blindés - Longueur 2,7m | 1 | |
| M1672A | Câble fouet ECG 3 fils, terminaison à pince | 1 | Câble patient M1669A |
| M1674A | Câble fouet ECG 3 fils, terminaison à pression | 1 | |
| M1678A | Câble fouet ECG 3 fils, terminaison à pince pour Bloc Opérateur | 1 | |
| 989803174201 | Câble fouet ECG 3 fils, terminaison à pince , à patient unique | 20 | |
| 01-2071 | Câble ECG 3 brins (CEI), terminaison à pression - Longueur 2,4m | 1 | Tempus LS |



M1669A

Câble tronc ECG 3 fils, connecteur 12 broches



989803170171

Câble tronc ECG 3 fils, pour Bloc Opérateur



M1672A

Câble fouet ECG 3 fils terminaison à pince

| Surveillance ECG à 5 dérivations | | cond. | A utiliser avec |
|----------------------------------|---|-------|---|
| M1668A | Câble tronc ECG à 5 fils, connecteur 12 broches - Longueur 2,7 m | 1 | IntelliVue MP Module MMS Suresigns VM Efficia CM / DFM100 HeartStart XL / XL+ MRx / Intrepid |
| M1971A | Câble fouet ECG 5 fils, terminaison à pince | 1 | |
| M1645A | Câble fouet ECG 5 fils, terminaison à pression | 1 | Câble patient M1668A |
| M1974A | Câble fouet ECG 5 fils, terminaison à pince pour Bloc Opérateur | 1 | |
| 989803174211 | Câble fouet ECG 5 fils, terminaison à pince , à patient unique | 20 | |



M1974A

Câble fouet ECG 5 fils terminaison à pince



M1668A

Câble tronc ECG à 5 fils, connecteur 12 broches

Réf. en rouge : Meilleures Ventes Réf. en vert : Nouveautés

Franco de port 250 € HT - Frais de port 19 € HT - Fax : 02 99 32 28 36 - commandes@avf-biomedical.com

ECG multi-dérivations

| <i>Surveillance ECG à 6 dérivations</i> | | cond. | A utiliser avec |
|--|--|-------|--|
| M1667A | Câble tronc ECG 6 fils, connecteur 12 broches - Longueur 2 m | 1 | IntelliVue MP Module MMS Module ECG 3 canaux Suresigns VM Efficia CM HeartStart XL XL+ / MRx |
| M1681A | Câble fouet ECG 6 fils, terminaison à pince , dérivations périphériques (membres) | 1 | Câble patient M1667A |
| <i>Surveillance ECG à 10 dérivations (6 + 4)</i> | | cond. | A utiliser avec |
| M1665A | Câble tronc ECG à 10 fils (6+4), connecteur 12 broches - Longueur 2,7m | 1 | IntelliVue MP Module MMS |
| M1681A | Câble fouet ECG 6 fils , terminaison à pince , dérivations périphériques (membres) | 1 | Câble patient M1665A |
| M1533A | Câble fouet ECG 4 fils , terminaison à pince , dérivations précordiales | 1 | |
| 01-2178 | Câble ECG modulaire 10 brins (6+4), terminaison à pression - Longueur 2,4m | 1 | Tempus Pro |
| <i>Surveillance ECG à 10 dérivations (5 + 5)</i> | | cond. | A utiliser avec |
| M1663A | Câble tronc ECG à 10 fils (5+5), connecteur 12 broches - Longueur 2 m | 1 | IntelliVue MP Module MMS Module ECG 3 canaux Suresigns VM Efficia CM HeartStart XL XL+ / MRx |
| M1949A | Câble tronc ECG à 10 fils (5+5), connecteur 12 broches - Longueur 2,7 m | 1 | |
| M1971A | Câble fouet ECG 5 fils, terminaison à pince , dérivations périphériques (membres) | 1 | Câble patient M1663A ou M1949A |
| M1978A | Câble fouet ECG 5 fils, terminaison à pince , dérivations précordiales | 1 | |
| M1645A | Câble fouet ECG 5 fils, terminaison à pression , dérivations périphériques (membres) | 1 | |
| M1974A | Câble fouet ECG 5 fils, terminaison à pince pour Bloc Opérateur , dérivations périphériques (membres) | 1 | |



M1667A

Câble tronc ECG 6 fils, connecteur 12 broches



M1681A

Câble fouet ECG 6 fils, terminaison à pince, dérivations périphériques



M1663A

Câble tronc ECG à 10 fils (5+5), connecteur 12 broches



M1978A

Câble fouet ECG 5 fils, terminaison à pince, dérivations précordiales

| Télémétrie | | | |
|---|---|-------|--|
| Câble ECG | | cond. | A utiliser avec |
| 989803171931 | Jeu de 5 fils de télémétrie, terminaison à pince | 1 | IntelliVue MX40 865350 / 865351 865352 |
| 989803171951 | Jeu de 5 fils de télémétrie terminaison à pince avec câble adaptateur SpO2 intégré à 8 broches | 1 | |
| SpO2 - A utiliser avec les solutions de monitoring Intellivue sans fil | | cond | A utiliser avec |
| 989803165941 | 20 Capteurs SpO2 patient unique + 20 bandeaux de poignet + 20 supports pour afficheur de SpO2 sans fil | 20 | Afficheur de SpO2 IntelliVue CL |



989803171931

Jeu de 5 fils de télémétrie, terminaison à pince



989803171911

Jeu de 3 fils de télémétrie terminaison à pince avec câble adaptateur SpO2 intégré à 8 broches

| Télémétrie | | | |
|---|--|------|--|
| Mesure de PNI - A utiliser avec les solutions de monitoring Intellivue sans fil | | cond | A utiliser avec |
| 989803163211 | Brassard réutilisable - Ø 33,5-45 cm - Pour afficheur de PNI sans fil | 1 | Afficheur de PNI: 865216 |
| 989803163181 | Brassard à patient unique - Ø 21-27 cm - Pour afficheur de PNI sans fil | 20 | |
| 989803163201 | Brassard à patient unique - Ø 26-34,5 cm - Pour afficheur de PNI sans fil | 20 | |
| 989803163221 | Brassard à patient unique - Ø 33,5-45 cm - Pour afficheur de PNI sans fil | 20 | |
| 989803163131 | Extension de tubulure PNI 1m - A utiliser avec boîtier IntelliVue CL NBP | 1 | |
| Pochettes de télémétrie | | cond | A utiliser avec |
| 9300-0768-050 | Pochette de télémétrie à usage unique , à pression, résiste à l'eau | 50 | M2600A M1400A |
| 9300-0768-200 | Pochette de télémétrie à usage unique , à pression, résiste à l'eau | 200 | |
| 989803137831 | Pochette avec bandoulière pour émetteur-récepteur avec fenêtre de visualisation | 50 | M2601B M4841A |
| 989803140371 | Pochette avec bandoulière pour émetteur-récepteur avec fenêtre de visualisation | 200 | |
| 989803174141 | Pochette avec bandoulière pour émetteur-récepteur avec fenêtre de visualisation étanche - Permet de garder le MX40 sous la douche | 50 | IntelliVue MX40 865350 / 865351 865352 |
| 989803174151 | Pochette avec bandoulière pour émetteur-récepteur avec fenêtre de visualisation étanche - Permet de garder le MX40 sous la douche | 200 | |



Pochette de télémétrie



989803163181

Brassard à patient unique - Ø 21-27 cm

Monitoring amagnétique

| Monitoring de l'ECG | | |
|--|-------|-----------------|
| Câbles ECG | cond. | A utiliser avec |
| 989803185461 Câble ECG Standard - A utiliser avec électrodes 989803179031 | 1 | MR200 |
| 989803185471 Câble ECG Advanced Filter - A utiliser avec tout type de quadrode | 1 | |
| 989803185451 Câble ECG Cardiovasculaire - A utiliser avec électrodes 989803179041 | 1 | |
| 989803185441 Câble ECG Néonatal - A utiliser avec électrodes 989803179051 | 1 | |
| 989803193761 Câble ECG Standard - A utiliser avec électrodes 989803179031 | 1 | MR400 |
| 989803193751 Câble ECG Cardiovasculaire - A utiliser avec électrodes 989803179041 | 1 | |
| 989803193771 Câble ECG Néonatal - A utiliser avec électrodes 989803179051 | 1 | |
| Électrodes ECG | cond. | A utiliser avec |
| 989803179031 Quadrode adulte Standard pour patient poids > 10 kg | 25 | MR200 / MR400 |
| 989803179041 Quadrode adulte Cardiovasculaire | 25 | |
| 989803179051 Quadrode Néonatale pour nourrissons et nouveaux nés < 10 kg | 1 | |
| Monitoring de la SpO2 | | |
| Capteur de SpO2 à connexion rapide | cond. | A utiliser avec |
| 989803161991 Capteur SpO2 IRM, Quick Connect - A connection rapide | 1 | MR200 / MR400 |
| Clips SpO2 réutilisables | cond. | A utiliser avec |
| 989803166531 Clip (pince) SpO2 pour adulte > 40 kg . S'utilise sur le doigt | 2 | 989803161991 |
| 989803166541 Clip (pince) SpO2 pour enfant 10-50 kg . S'utilise sur le doigt | 2 | |
| Attaches SpO2 à usage unique | cond. | |
| 989803166551 Attaches SpO2 pour adulte < 40 kg | 20 | + |
| 989803166561 Attaches SpO2 pour enfant 10-50 kg | 20 | MR200 / MR400 |
| 989803166571 Attaches SpO2 pour nourrisson 5-15 kg | 20 | |
| 989803166581 Attaches SpO2 pour néonate 1-5 kg | 20 | |
| Monitoring de la PNI | | |
| Tubulures PNI | cond. | A utiliser avec |
| 989803183221 Tubulure PNI pour adulte / pédiatrique / nourrisson | 1 | MR200 / MR400 |
| 989803183231 Tubulure PNI néonatale | 1 | |



989803185461
Câble ECG Standard



989803185471
Câble ECG Advanced Filter



989803193751
Câble ECG Cardiovasculaire



989803193771
Câble ECG Néonatal



989803166531
Pince SpO2 pour adulte > 40 kg



989803166561
Attaches SpO2 pour enfant 10-50 kg

| Electrodes | | cond. | A utiliser avec |
|--------------------------------------|--|-------|--------------------------------|
| Electrodes ECG à usage unique | | | |
| 40493E | Electrode ECG à support mousse, gel humide, pour adulte - Ø 54mm | 300 | Tout câble de surveillance ECG |
| 13953D | Electrode pédiatrique/néonatale préconnectée à 3 fils - 22x22mm | 300 | |
| 13953E | Electrode pédiatrique/néonatale radiotransparente préconnectée à 3 fils - 22x22mm | 300 | |
| M4612A | Electrode ECG à support mousse, gel solide, pour adulte, 5/sachet - Ø 50mm | 300 | |
| M4613A | Electrode ECG à support mousse, gel solide, pour adulte, 30/sachet - Ø 50mm | 300 | |
| M2202A | Electrode ECG à support mousse radiotransparente, gel solide, pour adulte - Ø 50mm | 300 | |

40493E




Electrode ECG à support mousse, gel humide, pour adulte


M4613A



Electrode ECG à support mousse, gel solide, pour adulte



13953D
Electrode pédiatrique/néonatale préconnectée à 3 fils



M2202A

Electrode ECG à support mousse radiotransparente, gel solide, pour adulte

Surveillance de la SpO2

Connectique PHILIPS demi-lune 8 broches

Capteur PHILIPS nasal à patient unique

| | | | |
|---|--|-------|--|
| 989803205381 | Capteur de SpO2 nasal Alar - Compatible technologie FAST | 20 | X1 / MP5 / X2 / X3 MX100 |
| Capteurs PHILIPS réutilisables connectique 8 broches | | cond. | A utiliser avec |
| M1191B | Capteur de SpO2 pour doigt adulte - Poids patient > 50 kg - Long. 2m | 1 | Modules MMS Intellivue MP X2/X3/MMX/MX100 Suresigns VM / VS Efficia CM HeartStart XL+ / MRx / Intrepid |
| M1191BL | Capteur de SpO2 adulte - Poids patient > 50 kg, Câble de 3 m | 1 | |
| 989803205871 | Capteur de SpO2 pour doigt enfant/adulte de petite taille - Poids patient 15-50kg - Long. 1,5m - Anciennement M1192A | 1 | |
| 989803205881 | Capteur de SpO2 pour main/pied néonatal - Poids patient 1-4 kg - Long. 1,5m - Anciennement M1193A | 1 | |
| 989803205891 | Capteur de SpO2 à clip pour oreille enfant/adulte - Poids patient > 40 kg - Long. 1,5m - Anciennement M1194A | 1 | |
| 989803205901 | Capteur clip de SpO2 pour adulte - Poids patient > 40 kg - Long 3m | 1 | |
| Accessoires et câbles pour capteurs Philips de SpO2 | | cond. | A utiliser avec |
| 989803105691 | Câble adaptateur de SpO2, pour capteur 9 broches sur terminaison 9 broches | 1 | Modules MMS Intellivue MP/MX40 X2/X3/MMX/MX100 Suresigns VM / VS Efficia CM HeartStart XL+ / MRx / Intrepid |
| M1941A | Câble prolongateur SpO2, 2 m. Connexion à 8 broches | 1 | |

Connectique Nellcor D-sub 9 broches

| | | | |
|---|---|-------|--|
| Capteurs PHILIPS réutilisables connectique Nellcor 9 broches | | cond. | A utiliser avec |
| 989803205911 | Capteur de SpO2 à clip pour adulte - Poids patient > 40 kg - Long. 0,90m | 1 | Câble adaptateur M1943A(L) + Modules MMS Intellivue MP/MX40 X2/X3/MMX/MX100 Suresigns VM / VS Efficia CM HeartStart XL+ / MRx |
| Capteurs PHILIPS à patient unique connectique Nellcor 9 broches | | cond. | |
| 989803205831 | Capteur SpO2 adulte - Poids patient > 20 kg | 20 | |
| 989803205841 | Capteur SpO2 pédiatrique - Poids patient 3-10 kg | 20 | |
| 989803205851 | Capteur SpO2 nourrisson - Poids patient < 3 kg | 20 | |
| 989803205861 | Capteur SpO2 universel - nourrisson < 3 kg, enfant 10-20 kg, adulte > 40 kg | 20 | |
| Câbles adaptateur pour capteurs SpO2 Philips connectique Nellcor 9 broches | | cond. | A utiliser avec |
| M1943A | Câble adaptateur de SpO2, pour capteur 9 broches sur moniteur 8 broches - 1,1m | 1 | Tous capteurs M119xT/M113xA M190xB |
| M1943AL | Câble adaptateur de SpO2, pour capteur 9 broches sur moniteur 8 broches - 3m | 1 | |
| M1943NL | Câble adaptateur de SpO2, pour capteur 9 broches sur moniteur 8 broches compatible capteurs OxyMax - 3m | 1 | |



989803205381

Capteur de SpO2 nasal Alar



M1943NL

Câble adaptateur de SpO2, pour capteur 9 broches sur moniteur 8 broches compatible capteurs OxyMax



989803205911

Capteur de SpO2 à clip pour adulte

Divers moniteurs

| Accessoires divers | | cond. | A utiliser avec |
|--------------------|--|-------|---------------------------------------|
| 989803148841 | Kit de gestion des câbles IntelliVue, évit e que les câbles patient ne s'emmêlent | 5 | N'importe quel câble |
| 989803193821 | Adaptateur DIN à languette/pression transparent | 10 | Tous les jeux de fils DIN / languette |

Mesure de Pression Non Invasive

| Tubulures | | cond. | A utiliser avec |
|--------------|--|-------|----------------------|
| 989803104331 | Tubulure de pression, 1,5 m - Anciennement M1598B | 1 | Brassards M455xB |
| 989803104341 | Tubulure de pression, 3,0 m - Anciennement M1599B | 1 | M157xA 4040xA M187xA |



989803104331

Tubulure de pression, 1,5 m



989803104341

Tubulure de pression, 3,0 m

Brassards réutilisables

| Gamme classique - simple tubulure (existe en double tubulure) | | cond. | A utiliser avec |
|---|--|-------|--|
| M4552B | Brassard antimicrobien pour nourrisson , orange - Ø 10-15 cm | 1 | 989803104331 989803104341 + Module PNI Module MMS IntelliVue MP Suresigns VS / VM Moniteurs C3 Efficia CM |
| M4553B | Brassard antimicrobien pour enfant , vert - Ø 14-21,5 cm | 1 | |
| M4554B | Brassard antimicrobien pour adulte de petite taille , bleu clair - Ø 20,5-28,5 cm | 1 | |
| M4555B | Brassard antimicrobien pour adulte , bleu marine - Ø 27,5-36 cm | 1 | |
| M4556B | Brassard antimicrobien pour adulte extra long , bleu marine - Ø 27,5-36 cm | 1 | |
| M4557B | Brassard antimicrobien pour adulte grande taille , bordeaux - Ø 35-45 cm | 1 | |
| M4558B | Brassard antimicrobien pour adulte grande taille extra long , bordeaux - Ø 35-45 cm | 1 | |
| M4559B | Brassard antimicrobien pour cuisse , gris - Ø 44-56 cm | 1 | |
| Gamme Confort (marron) - Simple tubulure - Sans latex ni PVC | | cond. | A utiliser avec |
| M1571A | Brassard de pression pour nourrisson - Ø 10-15 cm | 1 | 989803104331 989803104341 + Module PNI Module MMS IntelliVue MP Suresigns VS / VM Moniteurs C3 Efficia CM Avalon FM HeartStart XL+ / MRx |
| M1572A | Brassard de pression pour enfants - Ø 14-21,5 cm | 1 | |
| M1573A | Brassard de pression pour adulte de petite taille - Ø 20,5-28 cm | 1 | |
| M1574A | Brassard de pression pour adulte - Ø 27-35 cm | 1 | |
| M1574XL | Brassard de pression pour adulte extra long - Ø 27-35 cm | 1 | |
| M1575A | Brassard de pression pour adulte de grande taille - Ø 34-43 cm | 1 | |
| M1576A | Brassard de pression pour cuisse - Ø 42-54 cm | 1 | |



Gamme Classique M455xB
Simple tubulure



Gamme Confort M157xA
Simple tubulure, sans latex, ni PVC

Mesure de Pression Non Invasive

Brassards à usage unique

| Brassards à usage unique - doux | | cond. | A utiliser avec |
|---------------------------------|---|-------|---|
| M4572B | Brassard de pression doux pour nourrisson , orange - Ø 10-15 cm | 10 | 989803104331 989803104341 + Module PNI Module MMS IntelliVue MP X2 / X3 / MX100 / MB Suresigns VS / VM Moniteurs C3 Efficia CM |
| M4573B | Brassard de pression doux pour enfant , vert - Ø 14-21,5 cm | 10 | |
| M4574B | Brassard de pression doux pour adulte de petite taille , bleu clair - Ø 20,5-28,5 cm | 10 | |
| M4575B | Brassard de pression doux pour adulte , bleu marine - Ø 27-35 cm | 10 | |
| M4576B | Brassard de pression doux pour adulte extra long , bleu marine - Ø 27,5-36 cm | 10 | |
| M4577B | Brassard de pression doux pour adulte grande taille , bordeaux - Ø 35-45 cm | 10 | |
| M4578B | Brassard de pression doux pour adulte grande taille extra long , bordeaux - Ø 35-45 cm | 10 | |



Gamme de brassards à usage unique doux

Mesure de Pression Non Invasive

| Brassards à usage unique | | cond. | A utiliser avec |
|---|---|-------|---|
| Tubulures néonatales | | | |
| M1596C | Tubulure de pression néonatale, 1,5 m | 1 | Nouveaux Brassards M186xB |
| M1597C | Tubulure de pression néonatale, 3,0 m | 1 | |
| Brassards à usage unique néonatal | | | |
| M1866B | Brassard de pression néonatal n° 1 - Ø 3,1-5,7 cm | 40 | M1596C / M1597C + Efficia CM Module de PNI Module MMS IntelliVue MP Suresigns VS / VM |
| M1868B | Brassard de pression néonatal n° 2 - Ø 4,3-8 cm | 40 | |
| M1870B | Brassard de pression néonatal n° 3 - Ø 5,8-10,9 cm | 40 | |
| M1872B | Brassard de pression néonatal n° 4 - Ø 7,1-13,1 cm | 40 | |
| M1873B | Brassard de pression néonatal n° 5 - Ø 10-15 cm | 40 | |
| 989803167541 | Kit brassards pression néonatal : 5 M1866B, 10 M1868B, 20 M1870B, 10 M1872B, 5 M1873B | 50 | |
| Brassards à usage unique néonatal - doux | | | |
| M1866S | Brassard de pression néonatal doux n° 1 - Ø 3,1-5,7 cm | 40 | M1596C / M1597C + Efficia CM Module de PNI Module MMS IntelliVue MP Suresigns VS / VM Moniteurs C3 |
| M1868S | Brassard de pression néonatal doux n° 2 - Ø 4,3-8 cm | 40 | |
| M1870S | Brassard de pression néonatal doux n° 3 - Ø 5,8-10,9 cm | 40 | |
| M1872S | Brassard de pression néonatal doux n° 4 - Ø 7,1-13,1 cm | 40 | |
| M1873S | Brassard de pression néonatal doux n° 5 - Ø 10-15 cm | 40 | |
| 989803167541 | Kit brassards pression néonatal doux : 5 M1866S, 10 M1868S, 20 M1870S, 10 M1872S, 5 M1873S | 50 | |



M1596C

Tubulure de pression néonatale, 1,5 m



M1597C

Tubulure de pression néonatale, 3,0 m



Gamme Usage Unique Néonatal

Réf. en rouge : Meilleures Ventes Réf. en vert : Nouveautés

Franco de port 250 € HT - Frais de port 19 € HT - Fax : 02 99 32 28 36 - commandes@avf-biomedical.com

CO2 mesure directe

| Surveillance du CO2 par voie directe | | cond. | A utiliser avec |
|--------------------------------------|---|-------|--|
| M2501A | Capteur de CO2 par voie directe | 1 | IntelliVue MP X2 / X3 / MX100 Efficia CM Efficia DFM100 HeartStart XL+ |
| 989803142681 | Adaptateur aérien réutilisable pour adulte/enfant, noir - Ø sonde > 4 mm | 1 | |
| M2533A | Adaptateur aérien à usage unique pour adulte/enfant, transparent - Ø sonde < 4 mm | 10 | |
| M2536A | Adaptateur aérien à usage unique pour nourrisson/nouveau né, violet - Ø sonde < 4 mm | 10 | |
| M2506A | Gaz de vérification | 1 | |

CO2 mesure indirecte microstream

| Patient intubé | | cond. | A utiliser avec |
|--|--|-------|-------------------------------------|
| 13902A | Adaptateur aérien coudé , à usage unique | 20 | Module gaz anesth. G1 / G5 / G7m |
| M1612A | Adaptateur aérien droit , à usage unique | 20 | |
| Patient intubé CO2 microstream | | | A utiliser avec |
| M1923A | Kit ligne de filtre/adaptateur aérien H, nourrisson/nouveau né , utilisation < 72H - Poids patient < 2 kg | 25 | MP5 Efficia VM Efficia CM |
| Patient non intubé usage simple (CO2) | | cond. | |
| M2524A | Canule oro-nasale CO2, pour enfant, utilisation < 12H - Poids patient 10-20 kg | 25 | |
| 989803204571 | Canule oro-nasale CO2, pour adulte - Taille intermédiaire | 25 | |
| Patient non intubé usage double (CO2/O2) | | cond. | |
| 989803204591 | Canule nasale CO2/O2, pour enfant, utilisation < 24H - Poids patient 10-45 kg - Anciennement M4681A | 25 | |

M2501A



Capteur de CO2 par voie directe

M1923A



Kit ligne de filtre/adaptateur aérien H, nourrisson/nouveau né

M2506A



Gaz de vérification

CO2 mesure indirecte microstream

| <i>Patient ventilé au masque Press. Posit. microstream</i> | | cond. | A utiliser avec |
|--|---|-------|---------------------------------|
| M4686A | Canule nasale CO2 - masque, adulte, utilisation < 12H - Poids patient > 55 kg | 25 | MP5 Efficia VM Efficia CM |

CO2 mesure indirecte sidestream

| <i>Capteur CO2 Sidestream</i> | | cond. | A utiliser avec |
|---|--|-------|--|
| M2741A | Capteur de CO2 par voie aspirative | 1 | MP / X / CM DFM100 / XL+ |
| <i>Patient intubé non humidifié CO2 sidestream < 12H</i> | | cond. | A utiliser avec |
| M2768A | Kit adaptateur aérien/sonde ET $\varnothing > 4$ mm, utilisation < 12H | 10 | IntelliVue séries MP / X DFM100 / XL+ |
| 989803206751 | Ligne d'échantillonnage directe, à usage unique, non humidifiée | 10 | |
| <i>Patient intubé et humidifié CO2 sidestream < 120H</i> | | cond. | A utiliser avec |
| 989803206731 | Kit adaptateur H aérien/sonde ET $\varnothing > 4$ mm, utilisation < 120H | 10 | |
| 989803206741 | Kit adaptateur H aérien/sonde ET $\varnothing \leq 4$ mm, utilisation < 120H | 10 | |
| 989803206761 | Ligne d'échantillonnage directe Humidifiée , utilisation < 120H | 10 | |
| <i>Patient non intubé CO2 Sidestream avec besoin en oxygène</i> | | cond. | A utiliser avec |
| M2750A | Canule nasale de CO2/O2 à usage unique, pour adulte , utilisation < 12H | 10 | |
| M2751A | Canule nasale de CO2/O2 à usage unique, pour enfant , utilisation < 12H | 10 | |
| M2760A | Canule oro-nasale de CO2/O2 à usage unique, pour adulte , utilisation < 12H | 10 | |
| M2761A | Canule oro-nasale de CO2/O2 à usage unique, pour enfant , utilisation < 12H | 10 | M3014A + M2741A |
| <i>Patient non intubé CO2 Sidestream sans besoin en oxygène</i> | | cond. | A utiliser avec |
| M2744A | Canule nasale de CO2 à usage unique, pour adulte , utilisation < 12H | 10 | |
| 989803206621 | Canule nasale de CO2 à usage unique, pour enfant , utilisation < 12H | 10 | |
| 989803206631 | Canule nasale de CO2 à usage unique, pour nourrisson , utilisation < 12H | 10 | |
| 989803206671 | Canule oro-nasale de CO2 à usage unique, pour adulte , utilisation < 12H | 10 | |
| 989803206681 | Canule oro-nasale de CO2 à usage unique, pour enfant , utilisation < 12H | 10 | |



M2741A

Capteur de CO2 par voie aspirative



M2686A

Kit adaptateur aérien/sonde ET $\varnothing > 4$ mm



M2750A

Canule nasale de CO2/O2 à usage unique, pour adulte

Débit/CO2 par spirométrie

| Capteurs de débit simple à usage unique | | cond. | A utiliser avec |
|--|--|--------------|------------------------|
| M2785A | Capteur de débit, à usage unique, pour adulte/enfant - sonde ET Ø > 4 mm | 10 | M1014A |
| M2786A | Capteur de débit, pour nourrisson/nouveau-né - sonde ET Ø < 4 mm | 10 | |



M2785A

Capteur de débit, pour adulte/enfant



M2786A

Capteur de débit, pour nourrisson/nouveau-né

TcPO2/TcPCO2

| Gaz de calibration PO2/PCO2 | | cond. | A utiliser avec |
|------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------|
| 15210-64020 | Gaz de calibration N° 2 pour TCPCO2 | 6 | M3015A M3015B |
| 15210-64010 | Gaz de calibration N° 1 pour TCPCO2 | 5 | |

15210-64020

Gaz de calibration N° 2 pour TCPCO2



Gaz halogénés

| Accessoires de surveillance des gaz anesthésiques | | Cond. | A utiliser avec |
|--|--|--------------|------------------------|
| 13901A | Tubulure d'échantillonnage en Nafion réutilisable - Long, 2,4m | 1 | M1026A |
| 13905A | Tubulure d'échantillonnage hybride en Nafion/polyéthylène à usage unique | 1 | |
| 13907A | Tubulure d'étalonnage destinée à l'analyseur de gaz d'anesthésie M1025A | 1 | M3015A M3015B |
| Calibration | | Cond. | A utiliser avec |
| M1659A | Poche de calibration , à utiliser avec bouteille M1662A | 1 | M1013A / M1019A |
| M1662A | Gaz anesthésique de calibration , à utiliser avec poche M1659A | 1 | M1026A/B |
| M2267A | Détendeur de gaz de calibration | 1 | 13906B / M1026B |

M1662A



Gaz anesthésique de calibration

M2267A



Détendeur de gaz de calibration

Réf. en rouge : Meilleures Ventes Réf. en vert : Nouveautés

Franco de port 250 € HT - Frais de port 19 € HT - Fax : 02 99 32 28 36 - commandes@avf-biomedical.com

Surveillance de la température

Sondes de température réutilisables

| Sondes réutilisables et stérilisables en autoclave | | cond. | A utiliser avec |
|--|--|-------|--|
| 989803203561 | Sonde de Température rectale/œsophagienne , 12 Fr/Réutilisable - anciennement 21075A | 1 | Série MP Suresigns VM Efficia CM Modules MMS Module température Extension CO2 Microstream |
| 989803203571 | Sonde de température nourrisson/enfant, voie œsophagienne/rectale , 10 FR, terminaison 2 broches - anciennement 21076A | 1 | |
| 989803203581 | Sonde de température cutanée réutilisable à surface adhésive, Ø 9,5 mm, terminaison 2 broches - anciennement 21078A | 1 | |
| Sondes réutilisables pour moniteurs SureSigns VM4/VS3/MP5 | | cond. | A utiliser avec |
| 989803143381 | Sonde de température orale réutilisable avec support, mesure de la température prédictive | 1 | Efficia VM / VS MP5 |
| 989803143391 | Sonde de température rectale réutilisable avec support, mesure de la température prédictive | 1 | |
| 989803179611 | Couvre sonde à usage unique Genius 2 Covidien - 22 boîtes de 96 | 2112 | |

21075A



Sonde de température adulte, voie œsophagienne/rectale


989803143381



Sonde de température orale réutilisable

Sondes de température à usage unique

| Câbles d'extension pour sonde de température à usage unique | | cond. | A utiliser avec |
|--|--|-------|---|
| 21082A | Câble d'extension pour sonde de température à usage unique - Long. 3m | 1 | Efficia CM Module température Modules MMS IntelliVue MP Extension CO2 Microstream |
| 21082B | Câble d'extension pour sonde de température à usage unique - Long. 1,5m | 1 | |



21091A

Sonde de température cutanée stérile - Ø 25mm



21082A

Câble d'extension pour sonde de température à usage unique

Papier enregistreur

| <i>Papier d'enregistrement pour moniteur</i> | | cond. | A utiliser avec |
|---|---|-------|--|
| 40477A | Rouleau de papier thermochimique - Larg. 5 cm, Long. 29,9 m | 10 | M1116A/M1116B MP20 à MP90 |
| 989803136891 | Rouleau de papier thermochimique | 5 | Suresigns VS / VM Efficia CM |
| <i>Papier d'enregistrement pour défibrillateur</i> | | cond. | A utiliser avec |
| 40457C | Rouleau de papier thermochimique, 1 piste, quadrillage gris - Larg. 5 cm, Long. 30,5 m | 10 | Codemaster Hearstr.XL / XLT XL+ / MRx |
| 989803138171 | Rouleau de papier thermochimique grande largeur, quadrillé - 1 piste avec quadrillage de 65 mm rouge | 10 | MRX Opt B04 / Intrepid |
| 989803190381 | Papier thermochimique sans quadrillage , largeur 5 cm | 12 | Efficia DFM100 |
| 01-2187 | Papier pour imprimante Tempus Pro larg. 110 mm quadrillé | 10 | Tempus PRO |
| <i>Papier d'enregistrement pour électrocardiographe</i> | | cond. | A utiliser avec |
| M3708A | Papier thermique format A4, 100 pages/ramette , 16 ramettes par boîte | 16 | TC20 à 70 TRIM I II III Pagicardiette 100 / 200 / 300 |
| M2483A | Papier thermique format A4, 200 pages/ramette , 8 ramettes par boîte | 8 | TC20 à 70 Pagicardiette 100 / 200 / 300 |
| M1710A | Papier thermique format A4 sans en-tête, 200 pages/ramette , 8 ramettes par boîte | 8 | |
| 989803185271 | Papier thermique ECG TC10 format rouleau 110 mm , 10 rouleaux par boîte | 10 | TC10 |



M3708A

Papier thermique format A4



40457C

Rouleau de papier thermochimique, 1 piste, quadrillage gris

Pression invasive

| <i>Kits à usage unique pour surveillance de la pression</i> | | cond. | A utiliser avec |
|---|--|-------|--|
| 989803199741 | Adaptateur de pression invasive double | 1 | M1006A / B M3001A Opt C06 MRx Opt A06 X2 OptA06 MP2 Opt B22 VM6 / VM8 |
| 989803136281 | Kit de surveillance de la pression, 10 kits par sachet | 1 | |
| 989803102491 | Support de capteur | 4 | |
| 989803102481 | Dômes de pression stériles à usage unique | 50 | |

989803199741



Adaptateur de pression invasive double

Réf. en rouge : Meilleures Ventes Réf. en vert : Nouveautés

Franco de port 250 € HT - Frais de port 19 € HT - Fax : 02 99 32 28 36 - commandes@avf-biomedical.com

Batteries

| Batteries pour moniteurs | | cond. | A utiliser avec |
|--|---|-------|-------------------------|
| 989803194541 | Batterie lithium-ion 7800mAh pour Moniteur SureSigns - Capacité augmentée | 1 | IntelliVue VS / VM |
| 989803174881 | Batterie lithium-ion pour Moniteur SureSigns VSi/VS2+ | 1 | Vsi / VS2+ |
| M4605A | Batterie lithium-ion rechargeable, 10,8V pour moniteurs IntelliVue | 1 | IntelliVue MP |
| M4607A | Batterie lithium-ion rechargeable, 10,8V pour MP2/X2 | 1 | MP2 / X2 |
| 989803196521 | Batterie lithium-ion pour moniteurs X3/MX100 | | X3 / MX100 |
| Batteries pour systèmes de télémétrie | | cond | A utiliser avec |
| 989803174131 | Batterie Li-Ion rechargeable 3,7 V pour MX40 - Paquet de 3 batteries | 3 | MX40 |
| 989803176201 | Batterie Li-Ion rechargeable 3,7 V pour MX40 - Vendue à l'unité | 1 | 865351 / 865352 |
| Batterie pour tensiomètres SunTech | | cond. | A utiliser avec |
| 17-0022-00 | Batterie lithium-ion 7,2V 6 600mAh pour tensiomètre SunTech CT40 | 1 | SunTech CT40 |
| Batteries pour défibrillateurs/moniteurs de réanimation | | cond. | A utiliser avec |
| 989803167281 | Batterie lithium-ion pour XL+ avec jauge de charge | 1 | XL+ |
| M3538A | Batterie lithium-ion pour MRx avec jauge de charge | 1 | MRx |
| 989803190371 | Batterie lithium-ion pour DFM100 avec jauge de charge | 1 | DFM100 |
| M3539A | Module d'alimentation en courant alternatif | 1 | MRx |
| 989803202601 | Batterie Lithium Ion pour HeartStart Intrepid | | Intrepid |
| 01-3011 | Batterie lithium-ion 4.3AH pour TEMPUS LS | 1 | Tempus LS |
| 01-2051 | Batterie Tempus Pro Lithium-ion | 1 | Tempus PRO |
| Batteries pour défibrillateurs semi automatiques | | cond. | A utiliser avec |
| M3863A | Batterie lithium-dioxyde de manganèse longue durée, 4 ans 300 chocs | 1 | FR2+ M3860A / M3861A |
| 989803150161 | Batterie lithium-dioxyde de manganèse longue durée, 3 ans 300 chocs ou 12H de surveillance pour FR3 | 1 | FR3 861388 / 861389 |
| M5070A | Batterie lithium-dioxyde de manganèse longue durée, 4 ans 200 chocs pour HS1/FRx | 1 | HS1 / FRx |
| Batteries pour électrocardiographes | | cond. | A utiliser avec |
| 989803194541 | Batterie lithium-ion 7800mAh pour PageWriter série TC - Capacité augmentée (attention TC70 nécessite 2 batteries) | 1 | TC20 à 70 |
| 989803185291 | Batterie pour électrocardiographe TC10 | 1 | TC10 |
| Chargeur de batterie | | cond. | A utiliser avec |
| 865220 | Chargeur de batterie pour IntelliVue Mx40 | 1 | Intellivue Mx40 |
| 867207 | Chargeur de batterie 2 baies pour INTREPID/DFM100 | 1 | Intrepid / DFM100 |



01-3011

Batterie lithium-ion 4.3AH pour TEMPUS LS

989803190371



Batterie lithium-ion pour DFM100 avec jauge de charge



865220

Chargeur de batterie pour IntelliVue Mx40



Batterie pour HS1/FRx

Défibrillateurs

| Câble pour électrodes multifonctions externes | | Cond. | A utiliser avec |
|---|--|-------|------------------------------------|
| M3508A | Câble de défibrillation "mains libres" à utiliser avec électrodes multifonctions - connecteur à fiche | 1 | XL / XL+ / MRx / Intrepid / DFM100 |
| 989803197111 | Câble de défibrillation "mains libres" à utiliser avec électrodes multifonctions - connecteur à fiche | 1 | DFM100 / Intrepid |

M3508A



Câble de défibrillation "mains libres"

| Electrodes multifonctions pour moniteurs/défibrillateurs | | | |
|--|---|-------|--|
| Electrodes de défibrillation adulte et enfant > 10 kg | | cond. | A utiliser avec |
| M3713A | Electrodes externes multifonctions pour adulte et enfant > 10 kg, avec connecteur à fiche | 10 | XL XL+ DFM100 MRx Intrepid |
| M3716A | Electrodes externes multifonctions radiotranslucides pour adulte et enfant > 10 kg, avec connecteur à fiche | 10 | |
| 989803158211 | Electrodes externes multifonctions de défibrillation pour adulte - 1 paire | 1 | |
| 989803158221 | Electrodes externes multifonctions de défibrillation pour adulte - 5 paires | 5 | |
| M3718A | Electrodes externes multifonctions radiotransparentes pour adulte et enfant > 10 kg, avec connecteur à fiche | 10 | XL / XL+ / MRx DFM100 |
| 989803139261 | Cartouche d'électrodes SMART II pour adulte - conservation 24 mois | 1 | DFM100 / Intrepid |
| 01-3001 | Électrodes de défibrillation/stimulation Tempus LS adultes - 1 paire | 1 | Tempus LS |
| Electrodes de défibrillation préconnectées pour adulte et enfant > 10 kg | | cond. | A utiliser avec |
| 989803166021 | Electrodes externes multifonctions préconnectées | 10 | XL+ / Intrepid |
| 989803149981 | Electrodes externes multifonctions SMART III préconnectées - 1 paire | 1 | XL+ / DFM100 Intrepid |
| 989803149991 | Electrodes externes multifonctions SMART III préconnectées - 5 paires | 5 | |
| Electrodes de défibrillation pédiatrique enfant < 10 kg | | cond. | A utiliser avec |
| M3717A | Electrodes externes multifonctions pédiatriques , avec connecteur à fiche | 5 | XL / XL+ / DFM100 MRx / Intrepid |
| M3719A | Electrodes externes multifonctions pédiatriques, radiotransparentes avec connecteur à fiche | 5 | |
| 01-3013 | Électrodes de défibrillation/stimulation Tempus LS pédiatrique - 1 paire | 1 | Tempus LS |



01-3001

Électrodes de défibrillation/stimulation Tempus LS adultes



M3716A

Electrodes externes multifonctions radiotranslucides

Défibrillateurs

Electrodes de Défibrillation pour DAE

| <i>Electrodes de défibrillation adulte et enfant > 25 kg</i> | | cond. | A utiliser avec |
|---|---|-------|------------------|
| 989803158211 | Electrodes externes multifonctions de défibrillation pour adulte - 1 paire | 1 | FR2 / FR2+ / FR3 |
| 989803158221 | Electrodes externes multifonctions de défibrillation pour adulte - 5 paires | 5 | FR3 / FR2+ |
| 989803149981 | Electrodes externes multifonctions SMART III préconnectées - 1 paire | 1 | FR3 / FR2+ |
| 989803149991 | Electrodes externes multifonctions SMART III préconnectées - 5 paires | 5 | |
| M5071A | Cartouche d'électrodes SMART pour adulte - conservation 24 mois | 1 | HS1 |
| 989803139261 | Cartouche d'électrodes SMART II pour adulte - conservation 24 mois | 1 | FRx |
| <i>Electrodes de défibrillation enfant < 25 kg</i> | | cond. | A utiliser avec |
| M3870A | Electrodes externes multifonctions pour nourrisson/enfant à quantité d'énergie réduite | 1 | FR2 / FR2+ |
| M5072A | Cartouche d'électrodes SMART pour nourrisson/enfant - conservation 24 mois | 1 | HS1 |
| 989803150031 | Clé de défibrillation pédiatrique pour FR3 | 1 | FR3 |
| 989803139311 | Clé de défibrillation pédiatrique pour FRx | 1 | FRx |

M5071A



Cartouches d'électrodes pour HS1

M5072A



989803149981



Electrodes externes SMART III

989803139311



Clé pédiatrique pour FRx

Palettes externes de défibrillation antérieures/antérieures

| | | Cond. | A utiliser avec |
|--------------|---|-------|-------------------------------|
| M3543A | Palettes externes pour HeartStart XL+/MRx, résistantes à l'eau , avec indicateur de contact des électrodes | 1 | XL+ / MRx / Intrepid / DFM100 |
| 989803196431 | Palettes externes Efficia avec indicateur de qualité de contact patient. Résistantes à l'eau | 1 | DFM100 / Intrepid |
| 989803197591 | Remplacement de la surface de contact des palettes pour Efficia DFM100 | 1 | |

989803196431



Palettes externes Efficia avec indicateur de qualité de contact patient

Cuillères internes

| M4740A | Adaptateur pour électrodes de défibrillation interne sans bouton de décharge - Série M174xA | 1 | Cuillères série M174xA XL / XL+ MRx / DFM100 Intrepid |
|---|---|------|--|
| <i>Electrodes de défibrillation interne réutilisables avec bouton de décharge</i> | | Cond | A utiliser avec |
| M4741A | Electrodes de défibrillation interne pour adulte avec bouton de décharge - Ø 7,5 cm | 1 | XL / XL+ MRx DFM100 Intrepid |
| M4742A | Electrodes de défibrillation interne pour adulte avec bouton de décharge - Ø 6,0 cm | 1 | Intrepid sans adaptateur |
| M4743A | Electrodes de défibrillation interne pour enfant avec bouton de décharge - Ø 4,5 cm | 1 | |
| M4744A | Electrodes de défibrillation interne pour nourrisson avec bouton de décharge - Ø 2,8 cm | 1 | XL / XL+ MRx sans adaptateur |

M4740A



Adaptateur pour électrodes de défibrillation interne



M4742A

Electrodes de défibrillation interne avec bouton de décharge

Défibrillateurs

| Boîtier test de décharge | | Cond | A utiliser avec |
|--------------------------|---|------|------------------------------------|
| M3725A | Boîtier simulateur de charge HeartStart (50 Ohm) pour câble adaptateur HeartStream M3508A | 1 | XL / XL+ / MRx / Intrepid / DFM100 |
| 989803171271 | Prise de test court-circuit EFFICIA DFM100 et Intrepid | 1 | DFM100 / Intrepid |

M3725A



Boîtier simulateur de charge HeartStart

989803171271



Prise de test court-circuit DFM100 / Intrepid

| Capteur de compression et accessoires pour Q-CPR | | Cond | A utiliser avec |
|--|--|------|-----------------|
| 989803204811 | Module d'aide à la RCP - Q-CPR pour Intrepid | 1 | Intrepid |

989803204811



Module d'aide à la RCP - Q-CPR nouvelle génération


| Matériel de formation pour DAE | | Cond. | A utiliser avec |
|--------------------------------|--|-------|-------------------|
| 989803139271 | Electrodes de simulation pour FRx | 1 | FRx |
| 861467_A01 | Trainer 3 - Simulateur FR3 pour formation à la DSA | 1 | FR3 |
| M5073A | Electrodes de simulation adulte HS1 | 1 | HS1 |
| M5074A | Electrodes de simulation pédiatrique HS1 | 1 | |
| M5093A | Adhésifs de rechange pour électrodes de simulation adultes M5073A | 1 | |
| M5094A | Adhésifs de rechange pour électrodes de simulation pédiatrique M5074A | 1 | |
| M5088A | Adaptateur interne pour mannequin | 1 | HS1 |
| M5089A | Adaptateur externe adhésif pour mannequin | 1 | FRx |
| M5090A | Mannequin papier | 1 | FR2 / FR2+ FR3 |

M5073A



Electrodes de simulation adulte HS1

M5088A



Adaptateur interne pour mannequin

861467_A01



Trainer 3

Réf. en rouge : Meilleures Ventes Réf. en vert : Nouveautés

Franco de port 250 € HT - Frais de port 19 € HT - Fax : 02 99 32 28 36 - commandes@avf-biomedical.com

Défibrillateurs

| Mallette de transport pour défibrillateur | | Cond. | A utiliser avec |
|---|--|-------|------------------------|
| 989803149971 | Mallette rigide pour défibrillateur FR3 pour environnement hostile . Fournie avec étui d'électrodes, espace prévu pour un jeu supplémentaire d'électrodes, clé pédiatrique et batterie supplémentaire | 1 | FR3 861388 / 861389 |
| 989803179181 | Petite mallette souple pour défibrillateur FR3. Sans activation automatique | 1 | |
| 989803139251 | Mallette de transport semi-rigide pour défibrillateur FRx | 1 | FRx |
| M5075A | Mallette de transport standard pour défibrillateur HS1 | 1 | HS1 |
| M5076A | Mallette de transport extra-plate pour défibrillateur HS1 | 1 | |
| 989803190331 | Système de stockage accessoires pour environnement hospitalier | 1 | DFM100 |
| 989803190341 | Système de stockage accessoires pour environnement pré-hospitalier | 1 | |
| 989803197581 | Sacoche pour DFM100 | 1 | |
| 989803197571 | Bandoulière de la mallette de transport DFM100 | 1 | |
| 989803202941 | Sacoche de rangement des accessoires Intrepid | 1 | Intrepid |
| 989803202971 | Sacoche à accessoires arrière Intrepid | 1 | |
| 989803202981 | Bandoulière de la mallette de transport Intrepid | 1 | |

989803139251



Mallette de transport pour défibrillateur FRx

M5075A



Mallette de transport HS1

| Boitier de stockage mural | | Cond | A utiliser avec |
|---|--|------|-----------------|
| Boitier simple - nous consulter pour boitier chauffant ou sécurisé | | | |
| PYRAIVIA_IN | AIVIA IN - Support mural DAE avec alarme sonore | 1 | HS1 / FRx / FR3 |
| PYRAIVIA200SC | AIVIA200SC - Armoire DAE avec chauffage, ventilation et alarme | 1 | |
| PYRAIVIA100W | Armoire intérieure avec module de surveillance DAE connecté au réseau SIGFOX | 1 | |
| PYRAIVIA200W | Armoire extérieure avec module de surveillance DAE connecté au réseau SIGFOX | 1 | |
| PYRAIVIANET | Abonnement annuel au réseau SIGFOX pour surveillance DAE | 1 | |
| 989803170891 | Support mural transparent pour DAE. Inclut un espace derrière le DAE permettant de stocker une trousse d'intervention rapide 68-PCHAT | 1 | |

PYRAIVIA_IN



Support mural DAE avec alarme

989803170891



Support mural transparent pour DAE

| Enregistrement/Relecture | | Cond. | A utiliser avec |
|--------------------------|---|-------|-----------------|
| ACT-IR | Cable de liaison infra-rouge pour collecte de données | 1 | HS1 / FRx |

| Divers | | Cond. | A utiliser avec |
|--------------------|--|-------|-------------------|
| 989803190351 | Sangles de gestion de câbles DFM100 / Intrepid x2 | 1 | DFM100 / Intrepid |
| 989803190361 | Barrière de lit/Dispositif de montage pour DFM100 / Intrepid | 1 | |
| PYRIAV2PANPACK DEA | Pack signalétique DAE 5 pancartes | 1 | Tous les DAE |
| 989803203001 | Station d'accueil pour Intrepid | 1 | Intrepid |

Réf. en rouge : Meilleures Ventes Réf. en vert : Nouveautés

Franco de port 250 € HT - Frais de port 19 € HT - Fax : 02 99 32 28 36 - commandes@avf-biomedical.com

Réf. en rouge : Meilleures Ventes Réf. en vert : Nouveautés

Franco de port 250 € HT - Frais de port 19 € HT - Fax : 02 99 32 28 36 - commandes@avf-biomedical.com

Electrocardiographes

| Câble patient | | Cond. | A utiliser avec |
|---------------|--|-------|-----------------|
| 989803164281 | Câble de données patient USB 8 broches pour PageWriter série TC - Long. 2,1 m | 1 | |
| 989803151641 | Jeu complet de fils pour électrodes - ECG PageWriter série TC | 1 | |
| 989803151661 | Jeu complet de fils longs pour électrodes - ECG PageWriter série TC | 1 | |
| 989803151671 | Jeu de fils pour dérivations précordiales - Constitué d'un câble à 3 fils de 70 cm. Pour dérivation C1-C3 ou C4-C6 | 1 | |
| 989803151711 | Jeu de fils pour dérivations périphériques (membres) - Constitué de 2 fils pour dérivation de bras et 2 fils pour dérivation de jambes | 1 | TC30 / 50 / 70 |
| 989803151691 | Jeu de fils longs pour dérivations précordiales - Constitué d'un câble à 3 fils de 1,07 m . Pour dérivation C1-C3 ou C4-C6 | 1 | |
| 989803151731 | Jeu de fils longs pour dérivations périphériques (membres) - Constitué de 2 fils pour dérivation de bras et 2 fils pour dérivation de jambes | 1 | |
| 989803151761 | Kit de mise à niveau 12-15/16 dérivation pour ECG PageWriter série TC | 1 | |
| 989803151781 | Kit de mise à niveau 12-15/16 dérivation longs pour ECG PageWriter série TC | 1 | |
| 989803184921 | Jeu complet de fils pour électrodes - ECG PageWriter série TC 10 | 1 | TC10 |
| 989803175891 | Jeu complet de fils pour électrodes - Long. 3,4 m - ECG PageWriter série TC 20 | 1 | TC20 |
| 989803175911 | Jeu complet de fils longs pour électrodes - Long. 3,8 m - ECG PageWriter série TC 20 | 1 | |
| 989803129171 | Jeu de fils pour dérivation périphériques (membres) | 2 | |
| 989803129181 | Jeu de fils pour dérivation précordiales | 3 | |
| 989803129191 | Jeu complet de fils pour électrodes - ECG gamme TRIM | 10 | TRIM I II III |
| 989803129201 | Jeu de fils longs pour dérivation périphériques (membres) | 2 | |
| 989803129211 | Jeu de fils longs pour dérivation précordiales | 3 | |



989803151711

Jeu de fils pour dérivation périphériques (membres)



989803164281

Câble de données patient 8 broches



989803129181

Jeu de fils pour dérivation précordiales, CEI

Electrocardiographes

| Electrodes ECG à usage unique | | cond. | A utiliser avec |
|--|--|--------------|---|
| 40493E | Electrode ECG à support mousse, gel humide, pour adulte - Ø 54mm | 300 | Tout câble de surveillance ECG |
| M4612A | Electrode ECG à support mousse, gel solide, pour adulte, 5/sachet - Ø 50mm | 300 | |
| M4613A | Electrode ECG à support mousse, gel solide, pour adulte, 30/sachet - Ø 50mm | 300 | |
| M2202A | Electrode ECG à support mousse radiotransparente, gel solide, pour adulte - Ø 50mm | 300 | |
| Electrodes pour ECG de diagnostic | | | |
| Electrodes ECG à usage unique pour ECG au repos | | Cond | A utiliser avec |
| 13943B | Electrode à languette gel solide pour adulte - 35 mm x 22 mm | 1000 | TC20 à 70 TRIM I II III Pagicardiette 100 / 200 / 300 |
| 40420A | Electrodes à pression pré-gélifiée, à support mousse - 65 mm x 28 mm | 300 | |
| Adaptateurs | | | |
| 989803166031 | Electrodes à pression pré-gélifiée, à support mousse - 65 mm x 28 mm | 10 | TC20 à 70 TRIM I II III Pagicardiette 100 / 200 / 300 |

40493E



Electrode ECG à support mousse, gel humide, pour adulte

13943B



Electrode à languette gel solide pour adulte

Accessoires ECG et tensiomètres Philips

| Accessoires pieds roulant gamme VS | | Cond. | A utiliser avec |
|---|---|--------------|--|
| 989803150281 | Plaque de montage métallique et embase plastique avec vis | 1 | Pied roulant SureSigns 989803144001 |
| GCXRS-0001-24 | Panier pour pied roulant SureSigns | 1 | |
| GCX-RS-0004-18D | Poignée pour pied roulant SureSigns | 1 | |
| GCXRS-0008-08B | Jeu de 5 roulettes pour pied roulant SureSigns | 1 | |
| Modules d'interface patient ECG gamme TC | | Cond. | A utiliser avec |
| 860307_H21 | Module d'interface patient 12 dérivations pour ECG gamme TC - Boitier seul | 1 | TC30 / 50 / 70 |
| 860311_H22 | Module d'interface patient 18 dérivations pour ECG gamme TC - Boitier seul | 1 | TC50 / TC70 |
| Protection clavier ECG gamme TC | | Cond. | A utiliser avec |
| 989803166501 | Protection clavier pour ECG PageWriter TC20 / 30 / 50 | 5 | TC20 / 30 / 50 |
| 989803166511 | Protection clavier pour ECG PageWriter TC70 | 5 | TC70 |

GCXRS-0001-24



Panier pour pied roulant SureSigns

GCXRS-0008-08B



Jeu de 5 roulettes pour pied roulant SureSigns

860307_H21



Module d'interface patient 12 dériviatiions

Accessoires tensiomètres gamme SunTech

| Brassards réutilisables | | Cond. | A utiliser avec |
|-------------------------|---|-------|-----------------|
| 98-0600-E1 | Brassard réutilisable enfant baïon. métal - Ø 12-19 cm | 1 | SunTech CT40 |
| 98-0600-E3 | Brassard réutilisable adulte petite taille baïon. métal- Ø 17-25 | 1 | |
| 98-0600-E5 | Brassard réutilisable adulte baïon. métal - Ø 23-33 cm | 1 | |
| 98-0600-E7 | Brassard réutilisable adulte grande taille baïon. métal- Ø 31-40 cm | 1 | |
| 98-0600-EA | Brassard réutilisable adulte plus baïon. métal- Ø 28-40 cm | 1 | |
| 98-0600-EC | Brassard réutilis. adulte grde taille plus baïon. métal- Ø 40-55 cm | 1 | |
| 98-0600-EK | Brassard réutilisable petit adulte plus baïon. métal - Ø 18-29 cm | 1 | |
| Tubulure | | Cond. | A utiliser avec |
| 91-0028-16 | Tuyau Pression artérielle patient Long. 3,0m pour SunTech CT40 | 1 | SunTech CT40 |
| Surveillance de la SpO2 | | Cond. | A utiliser avec |
| 52-0010-00 | Capteur de doigt SpO2 réutilisable Adulte ChipOx Nellcor | 1 | SunTech CT40 |



Gamme de brassards réutilisables SunTech



52-0010-00

Capteur de doigt SpO2 réutilisable Adulte

Surveillance foetale

| Sangles | | Cond. | A utiliser avec |
|--|---|-------|--|
| Sangles abdominales à patient unique prédécoupée | | | |
| M2208A | Sangle abdominale élastique jaune, à patient unique, sans latex - Long. 1,30 m, larg. 60 mm | 100 | M1350 / 51 / 53 FM 20 / 30 / 40 / 50 |
| Sangles abdominales réutilisables (pré-découpées) | | | |
| M4602A | Sangle abdominale élastique grise, lavable, réutilisable sans latex - Long. 1,30 m, larg. 60 mm | 5 | 8040 / 41 M1350 / 51 / 53 FM 20 / 30 / 40 / 50 |
| M1562B | Sangle abdominale élastique grise, lavable, sans latex - Long. 1,30 m, larg. 50 mm | 5 | + M2720A |
| Sangles abdominales réutilisables en rouleau | | | |
| M4603A | Sangle abdominale élastique, grise, lavable, à découper sans latex - Long. 15 m, larg. 60 mm | 1 | M1350 / 51 / 53 FM 20 / 30 / 40 / 50 M2720A |
| M4601A | Sangle abdominale élastique, grise, lavable, à découper sans latex - Long. 15,2 m, larg. 32 mm | 1 | |
| Divers fixation sangles | | | |
| M1569A | Boutons pour sangles de surveillance foetale avec boutonnères | 10 | 862214 / 862215 / 862216 / M2734B / M2734A / M2735A / M2736A |

M2208A



Sangle abdominale élastique jaune

M4603A



Sangle abdominale élastique, grise, lavable

| Surveillance maternelle M1350B/C FM20/30/40/50 | | Cond. | |
|--|--|-------|------------------------------------|
| M1940A | Câble adaptateur de SpO2, pour capteur 8 broches sur moniteur terminaison 12 broches | 1 | M1350B / C FM 20 / 30 / 40 / 50 |
| M1191B | Capteur de SpO2 pour doigt adulte - Poids patient > 50 kg - Long. 2m | 1 | |
| M1573A | Brassard de pression pour adulte de petite taille - Ø 20,5-28 cm | 1 | |
| M1574A | Brassard de pression pour adulte - Ø 27-35 cm | 1 | M1350B / C / 40 / 50 |
| M1575A | Brassard de pression pour adulte de grande taille - Ø 34-43 cm | 1 | FM30 |
| 989803104341 | Tubulure de pression, adulte - Long. 3,0 m - Anciennement M1599B | 1 | |

M1940A



Câble adaptateur de SpO2

M1575A



Brassard de pression pour adulte de grande taille



989803104341

Tubulure de pression, adulte - Long. 3,0 m

Développement du nouveau-né

| Sucettes | | | |
|---|---|-------|---|
| Sucettes pour nourrissons > 30 semaines de gestation | | Cond. | Utilisation |
| 1046741 | Sucette Wee Thumbie, couleur aqua | 100 | Usage en milieu hospitalier uniquement |
| 1046742 | Sucette Wee Thumbie, couleur mauve | 100 | |
| Sucettes pour nourrissons - 30-34 semaines de gestation | | Cond. | Utilisation |
| 96003-N | Sucette Wee Soothie, saveur naturelle | 100 | Usage en milieu hospitalier uniquement |
| 96003-V | Sucette Wee Soothie, saveur vanille | 100 | |
| Sucettes pour nourrissons > 34 semaines de gestation | | Cond. | Utilisation |
| 1029232 | NICU Soothie, saveur naturelle | 100 | Usage en milieu hospitalier uniquement |
| 1029233 | NICU Soothie, saveur vanille | 100 | |
| Sucettes pour bébés n'ayant pas de dents | | Cond. | Utilisation |
| 96004-N | Sucette Soothie, saveur naturelle | 100 | Usage en milieu hospitalier ou à domicile |
| 96004-V | Sucette Soothie, saveur vanille | 100 | |
| Sucettes pour bébés ayant des dents | | Cond. | Utilisation |
| 1031640 | Sucette Super Soothie, saveur naturelle , couleur rose | 100 | Usage en milieu hospitalier ou à domicile |
| 1031639 | Sucette Super Soothie, saveur naturelle , couleur bleue | 100 | |

1046742



Sucette Wee Thumbie, couleur mauve

96003-N



Sucette Wee Soothie

1029232



96004-N



Réf. en rouge : Meilleures Ventes Réf. en vert : Nouveautés

Franco de port 250 € HT - Frais de port 19 € HT - Fax : 02 99 32 28 36 - commandes@avf-biomedical.com



NICU Soothie



Sucette Soothie

1031640



Sucette Super Soothie

Ventilation Non Invasive

| Masques naso-buccaux à usage unique VNI destinés à un usage hospitalier | | |
|--|---|----|
| AF531 - Harnais standard - Coude EE1 (transparent) | | |
| 1072621 | AF531 avec harnais standard - Coude EE1 - Taille S | 10 |
| 1072622 | AF531 avec harnais standard - Coude EE1 - Taille M | 10 |
| 1072623 | AF531 avec harnais standard - Coude EE1 - Taille L | 10 |
| AF531 - Harnais CapStrap - Coude EE1 (transparent) | | |
| 1072627 | AF531 avec harnais CapStrap - Coude EE1 - Taille S | 10 |
| 1072628 | AF531 avec harnais CapStrap - Coude EE1 - Taille M | 10 |
| 1072629 | AF531 avec harnais CapStrap - Coude EE1 - Taille L | 10 |
| Kit pour masque naso-buccal AF531 - Harnais standard - Coude EE1 (transparent) | | |
| 1072639 | 1 masque coude EE1, harnais, circuit patient, filtre - Taille S | 5 |
| 1072640 | 1 masque coude EE1, harnais, circuit patient, filtre - Taille M | 5 |
| 1072641 | 1 masque coude EE1, harnais, circuit patient, filtre - Taille L | 5 |
| Kit pour masque naso-buccal AF531 - Harnais CapStrap - Coude EE1 (transparent) | | |
| 1072642 | 1 masque coude EE1 port nébuliseur, harnais, circuit patient, filtre - Taille S | 5 |
| 1072643 | 1 masque coude EE1 port nébuliseur, harnais, circuit patient, filtre - Taille M | 5 |
| 1072644 | 1 masque coude EE1 port nébuliseur, harnais, circuit patient, filtre - Taille L | 5 |
| AF531 - Harnais standard - Coude SE (bleu) | | |
| 1072624 | AF531 avec harnais standard - Coude SE - Taille S | 10 |
| 1072625 | AF531 avec harnais standard - Coude SE - Taille M | 10 |
| 1072626 | AF531 avec harnais standard - Coude SE - Taille L | 10 |
| AF541 - Harnais CapStrap - Coude EE1 (transparent) | | |
| 1120925 | AF541 avec harnais CapStrap - Coude EE1 - Taille S | 10 |
| 1120926 | AF541 avec harnais CapStrap - Coude EE1 - Taille M | 10 |
| 1120927 | AF541 avec harnais CapStrap - Coude EE1 - Taille L | 10 |
| 1120928 | AF541 avec harnais CapStrap - Coude EE1 - Taille XL | 10 |
| AF541 - Harnais CapStrap - Coude SE (bleu) | | |
| 1120945 | AF541 avec harnais CapStrap - Coude SE - Taille S | 10 |
| 1120946 | AF541 avec harnais CapStrap - Coude SE - Taille M | 10 |
| 1120947 | AF541 avec harnais CapStrap - Coude SE - Taille L | 10 |
| Masques naso-buccaux "sous le nez" à usage unique VNI destinés à un usage hospitalier | | |
| AF541 avec coussin bucco-narinaire - Harnais standard - Coude EE1 (transparent) | | |
| 1133664 | AF541 bucco-narinaire avec harnais standard - Coude EE1 - Taille XS | 10 |
| 1133665 | AF541 bucco-narinaire avec harnais standard - Coude EE1 - Taille A | 10 |
| 1133666 | AF541 bucco-narinaire avec harnais standard - Coude EE1 - Taille B | 10 |
| 1133667 | AF541 bucco-narinaire avec harnais standard - Coude EE1 - Taille C | 10 |
| AF541 avec coussin bucco-narinaire - Harnais CapStrap - Coude EE1 (transparent) | | |
| 1133668 | AF541 bucco-narinaire avec harnais CapStrap - Coude EE1 - Taille XS | 10 |
| 1133669 | AF541 bucco-narinaire avec harnais CapStrap - Coude EE1 - Taille A | 10 |
| 1133670 | AF541 bucco-narinaire avec harnais CapStrap - Coude EE1 - Taille B | 10 |
| 1133671 | AF541 bucco-narinaire avec harnais CapStrap - Coude EE1 - Taille C | 10 |

V680/V60/BiPAP Vision/T202
Pour VNI en phase aigüe
d'insuffisance respiratoire

Ventilateurs conventionnels
circuit patient double branche /
monbranche avec valve
expiratoire proximale

Ventilateurs conventionnels
circuit patient double branche /
monbranche avec valve
expiratoire proximale

V680/V60/BiPAP Vision/T202
Pour VNI en phase aigüe
d'insuffisance respiratoire



1072642

*AF531 coude EE1 port nébuliseur, harnais,
circuit patient, filtre*



1072621

AF531 avec harnais standard

Ventilation Non Invasive

| | | | | |
|---|--|----|-------|---|
| AF541 avec coussin bucco-narinaire - Harnais standard - Coude EE2 (orange) | | | cond. | A utiliser avec |
| 1133672 | AF541 bucco-narinaire avec harnais standard - Coude EE2 - Taille XS | 10 | | V680/V60/BiPAP Vision/T202 Pour VNI en phase aigüe d'insuffisance respiratoire |
| 1133673 | AF541 bucco-narinaire avec harnais standard - Coude EE2 - Taille A | 10 | | |
| 1133674 | AF541 bucco-narinaire avec harnais standard - Coude EE2 - Taille B | 10 | | |
| 1133675 | AF541 bucco-narinaire avec harnais standard - Coude EE2 - Taille C | 10 | | |
| AF541 avec coussin bucco-narinaire - Harnais CapStrap - Coude EE2 (orange) | | | cond. | |
| 1133676 | AF541 bucco-narinaire avec harnais CapStrap - Coude EE2 - Taille XS | 10 | | Ventilateurs conventionnels circuit patient double branche / monobranche avec valve expiratoire proximale |
| 1133677 | AF541 bucco-narinaire avec harnais CapStrap - Coude EE2 - Taille A | 10 | | |
| 1133678 | AF541 bucco-narinaire avec harnais CapStrap - Coude EE2 - Taille B | 10 | | |
| 1133679 | AF541 bucco-narinaire avec harnais CapStrap - Coude EE2 - Taille C | 10 | | |
| AF541 avec coussin bucco-narinaire - Harnais standard - Coude SE (bleu) | | | cond. | A utiliser avec |
| 1133680 | AF541 bucco-narinaire avec harnais standard - Coude SE - Taille XS | 10 | | Ventilateurs conventionnels circuit patient double branche / monobranche avec valve expiratoire proximale |
| 1133681 | AF541 bucco-narinaire avec harnais standard - Coude SE - Taille A | 10 | | |
| 1133682 | AF541 bucco-narinaire avec harnais standard - Coude SE - Taille B | 10 | | |
| 1133683 | AF541 bucco-narinaire avec harnais standard - Coude SE - Taille C | 10 | | |
| AF541 avec coussin bucco-narinaire - Harnais CapStrap - Coude SE (bleu) | | | cond. | |
| 1133684 | AF541 bucco-narinaire avec harnais CapStrap - Coude SE - Taille XS | 10 | | Ventilateurs conventionnels à circuit patient double branche ou monobranche avec valve expiratoire proximale |
| 1133685 | AF541 bucco-narinaire avec harnais CapStrap - Coude SE - Taille A | 10 | | |
| 1133686 | AF541 bucco-narinaire avec harnais CapStrap - Coude SE - Taille B | 10 | | |
| 1133687 | AF541 bucco-narinaire avec harnais CapStrap - Coude SE - Taille C | 10 | | |
| PerformaTrak - Harnais Standard - Coude SE (bleu) | | | cond. | A utiliser avec |
| 1018605 | PerformaTrak - Taille S | 10 | | Ventilateurs conventionnels à circuit patient double branche ou monobranche avec valve expiratoire proximale |
| 1018606 | PerformaTrak - Taille M | 10 | | |
| 1018595 | PerformaTrak - Taille L | 10 | | |
| PerformaTrak - Harnais CapStrap - Coude SE (bleu) | | | cond. | |
| 1019540 | PerformaTrak - Taille S | 10 | | Ventilateurs conventionnels à circuit patient double branche ou monobranche avec valve expiratoire proximale |
| 1019541 | PerformaTrak - Taille M | 10 | | |
| 1019542 | PerformaTrak - Taille L | 10 | | |
| PerformaTrak - Harnais Standard - Coude EE1 (transparent) | | | cond. | A utiliser avec |
| 1018589 | PerformaTrak - Taille S | 10 | | V680/V60/BiPAP Vision/T202 pour VNI en phase aigüe d'insuffisance respiratoire |
| 1018590 | PerformaTrak - Taille M | 10 | | |
| 1018591 | PerformaTrak - Taille L | 10 | | |
| PerformaTrak - Harnais CapStrap - Coude EE1 (transparent) | | | cond. | |
| 1019492 | PerformaTrak - Taille S | 10 | | V680/V60/BiPAP Vision/T202 pour VNI en phase aigüe d'insuffisance respiratoire |
| 1019498 | PerformaTrak - Taille M | 10 | | |
| 1019507 | PerformaTrak - Taille L | 10 | | |

PerformaTrak



PerformaTrak - Harnais CapStrap - Coude SE



Performax - Coude EE



Ventilation Non Invasive

Masques faciaux intégraux réutilisables VNI destinés à un usage hospitalier

| Performax pédiatrique - Coude EE (orange) | | cond. | A utiliser avec |
|--|--|--------------|---|
| 1083084 | Performax pédiatrique, taille XXS , 1 masque + 4 bonnets | 1 | V680/V60/BiPAP Vision/T202 pour VNI en phase aigüe d'insuffisance respiratoire |
| 1083083 | Performax pédiatrique, taille XS , 1 masque + 4 bonnets | 1 | |
| Performax pédiatrique - Coude SE (bleu) | | cond. | A utiliser avec |
| 1083086 | Performax pédiatrique, taille XXS , 1 masque + 4 bonnets | 1 | Ventilateurs conventionnels à circuit patient double branche ou monobranche avec valve expiratoire proximale |
| 1083085 | Performax pédiatrique, taille XS , 1 masque + 4 bonnets | 1 | |
| Performax - Coude EE + SE (orange + bleu) | | cond. | A utiliser avec |
| 1044385 | Performax - Taille S - 1 masque + 1 harnais (1 coude EE + 1 coude SE) | 1 | Coude SE: ventilateurs conventionnels à circuit patient double branche ou monobranche avec valve expiratoire proximale. |
| 1052553 | Performax - Taille S - 1 masque + 5 harnais (1 coude EE + 1 coude SE) | 1 | |
| 1044386 | Performax - Taille L - 1 masque + 1 harnais (1 coude EE + 1 coude SE) | 1 | |
| 1052554 | Performax - Taille L - 1 masque + 5 harnais (1 coude EE + 1 coude SE) | 1 | Coude EE: ventilateurs V680, V60, BiPAP Vision, T202 pour la VNI en phase aigüe de l'insuffisance respiratoire |
| 1080423 | Performax - Taille XL - 1 masque + 1 harnais (1 coude EE + 1 coude SE) | 1 | |
| 1080420 | Performax - Taille XL - 1 masque + 5 harnais (1 coude EE + 1 coude SE) | 1 | |
| Accessoires pour masques | | | |
| Accessoires pour AF531 et AF541 | | cond. | A utiliser avec |
| 1120967 | Coude de raccordement EE1 (transparent) avec port nébuliseur | 5 | AF531 / AF541 |
| 1120968 | Coude de raccordement EE2 (orange) avec port nébuliseur | 5 | |
| 1120969 | Coude de raccordement SE (bleu) , avec port nébuliseur | 5 | |
| 1120984 | Coude de raccordement BE (vert) , pour fibro/bronchoscopie | 5 | |
| Accessoires pour Performax hors pédiatrique | | cond. | A utiliser avec |
| 1076302 | Générateur d'aérosol NIVO (chambre de nébulisation) | 5 | Performax hors pédiatrique |
| 1072650 | Coude de raccordement EE1 (transp.) , avec port nébuliseur à usage unique | 5 | |
| 1076754 | Coude de raccordement SE (bleu) , avec port nébuliseur à usage unique | 5 | |
| 1072652 | Coude de raccordement pour fibroscopie (vert) durant VNI | 5 | |
| 1072646 | Coude de raccordement EE1 (transparent) | 5 | |
| 1072647 | Coude de raccordement EE2 (orange) | 5 | |
| 332113 | Valve expiratoire de fuite intentionnelle Whisper Swivel | 1 | |
| 1072648 | Coude de raccordement SE (bleu) , standard | 5 | |
| Accessoires pour Performax pédiatrique | | cond. | A utiliser avec |
| 1101910 | Bonnets pour Performax pédiatrique Petit (6 jaunes) | 6 | Performax pédiatrique |
| 1097304 | Bonnets pour Performax pédiatrique (6 jaunes) | 6 | |
| 1101909 | Bonnets pour Performax pédiatrique Petit (3 bleus, 3 roses) | 6 | |
| 1083152 | Bonnets pour Performax pédiatrique (3 bleus, 3 roses) | 6 | |

1072650



Coude de
raccordement EE1,
avec port nébuliseur

1076754



Coude de
raccordement SE,
avec port nébuliseur

1072652



Coudes de raccordement
pour AF531 et AF541

1072646



Coude de raccordement EE1

1072647



Coude de raccordement EE2

1072648



Coude de raccordement SE




raccordement pour
fibroscopie durant VNI

Ventilation Non Invasive

Accessoires VNI

| Circuits VNI et filtres antibactériens à usage unique | | cond. | A utiliser avec |
|---|---|-------|---------------------------------------|
| 1065832 | Circuit patient à fuite avec filtre inspiratoire | 10 | BIPAP Vision/V60/Focus Trilogy 202 |
| 342077 | Filtre antibactérien et antiviral faible résistance | 10 | |
| 1065830 | Circuit patient à fuite avec filtres inspiratoire et expiratoire | 10 | |
| 582073 | Circuit patient avec fuite expiratoire calibrée | 10 | BIPAP Vision |
| Circuits VNI et filtres antibactériens réutilisables | | cond. | A utiliser avec |
| 1020523 | Circuit humidifié patient Fisher&Paykel RT139 | 10 | Ventilateur à fuite monobranché |
| 22104 | Chambre d'humidification Fisher&Paykel MR290 | 10 | |
| 1135739 | Circuit humidifié patient Fisher&Paykel RT239 (Circuit + chambre) | 10 | |



Interfaces OHD

| Canules nasales à usage unique | | cond. | A utiliser avec |
|--------------------------------|--|-------|-----------------|
| 1134196 | Canule nasale AC611, Taille S , 1 canule et 1 harnais | 20 | V60 |
| 1134197 | Canule nasale AC611, Taille M , 1 canule et 1 harnais | 20 | |
| 1134198 | Canule nasale AC611, Taille L , 1 canule et 1 harnais | 20 | |



Canule nasale AC611

Consommables gamme KOELIS

| Guides aiguilles et protection de sonde | | Cond. | A utiliser avec |
|---|--|-------|-------------------------------|
| KDNG00 | Guide d'aiguille à biopsie transrectale à usage unique pour sonde endocavitaire 3D Recfire | 24 | TRINITY option Transrectale |
| GPK-490 | Guide d'aiguille à biopsie transrectale réutilisable pour sonde endocavitaire 3D Recfire | 5 | |
| 88663PIP | Protection de sonde PERINE sans latex (PIP) non stérile 2,6x30 cm roulée | 100 | TRINITY option Transpérinéale |
| SU.EL1.18-25 | Guide à usage unique Mini Perine Grid 17-18G pour sonde perine | 25 | |
| SU.EL1.18-5 | Guide à usage unique Mini Perine Grid 17-18G pour sonde perine | 5 | |
| SU.EL4.18-25 | Guide à usage unique Full Grid 17-18G pour sonde perine | 25 | |
| SU.EL4.18-5 | Guide à usage unique Full Grid 17-18G pour sonde perine | 5 | |

Guide à usage unique Mini Grid
17-18G pour sonde perine



Guide à usage unique Full Grid
17-18G pour sonde perine

Gamme AVF BIOMEDICAL

Moniteurs de tension mesure ponctuelle ou automatique



SunTech CT40



Philips VS30

Défibrillateurs semi-automatiques Philips



Défibrillateur / Moniteur Philips



Efficia DFM100



HeartStart Intrepid



Tempus ALS

Electrocardiographes Philips



TC 10



TC 20 / 30



TC 50



TC 70

Epreuve d'effort/Logiciels export traitement archivage ECG Philips



ST80i
Epreuve d'effort



iECG / Intellibridge Enterprise

Illuminateur de veines AccuVein



AccuVein AV500



Pied roulant HF580

Biopsies de prostate guidée avec fusion IRM/Echographie

Cartographe KOELIS Trinity®



KOELIS MrDraw™





AVF Biomédical

12 rue Jean-Marie David

35740 Pacé

Tél : 02.99.32.23.76

Fax : 02.99.32.28.36

commandes@avf-biomedical.com

www.avf-biomedical.com

www.defibrillateur-erp.com